



Kan Gruplama Sistemleri

www.redcell.com.tr

REDCELL Kan Grubu Jel Sistemleri

Forward ABO patient

A	B	D	Ctl	A	B	D	Ctl
---	---	---	-----	---	---	---	-----

Jel yöntemini kullanarak ABO ve Rh D gruplarını tanımlar. Bir kart 2 test içerir. Kontrol kuyusu içerir.

Ambalaj: 48 Forward ABO patient jel kart

Ürün No: RCFP

Forward /CDE

A	A1	B	AB	DVI-	DVI+	CDE	Ctl
---	----	---	----	------	------	-----	-----

Jel yöntemi kullanarak ABO ,Rh D grupları ve CDE 'yi tanımlar.

Bir jel kart 1 test içindir.

Ambalaj: 48 Forward / CDE jel kart

Ürün No: RCFCDE

Forward AB plus

A	B	AB	D	A	B	AB	D
---	---	----	---	---	---	----	---

Jel yöntemini kullanarak ABO ve Rh D gruplarını tanımlar. Bir kart 2 test içerir. Kontrol kuyusu içermez onun yerine AB kuyusu kullanır.

Ambalaj: 48 Forward AB plus jel kart

Ürün No: RCFABP

Comp/Cross

A	B	D	Ctl	Enz	Enz	AHG	AHG
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Forward gruplama ve Cross match için jel kart. ABO,Rh uyumsuzluğunun, hasta serumunda bağışçı eritrositlerine karşı ve bağışçı serumunda hasta eritrositlerine karşı antikorların tespitini sağlar.

Ambalaj: 48 Comp/Cross jel kart

Ürün No: RCCC

Forward /Reverse

A	B	AB	DVI-	DVI+	Ctl	A1 _{cell}	B _{cell}
---	---	----	------	------	-----	--------------------	-------------------

Bir jel kartta ABO, Rh D, Rh DVI ve ters gruplamanın tespitini sağlar.

Son iki kuyucukta A1 ve B hücreleri reverse uygulama için kullanılır.

Ambalaj: 48 Forward /Reverse jel kart

Ürün No: RCFR

Newborn

A	B	AB	DVI-	DVI+	Ctl	AHG	IgG
---	---	----	------	------	-----	-----	-----

Bir jel kartta yenidoğanlarda ABO, RH D, Rh D VI ve direkt Coombs testi uygulanmasını sağlar.

Ambalaj: 48 Newborn jel kart

Ürün No: RCNB

Forward / Reverse Donor

A	B	AB	DVI+	K	Ctl	A1 _{cell}	B _{cell}
---	---	----	------	---	-----	--------------------	-------------------

Bir jel kartta ABO, Rh D (DVI dahil), K ve reverse gruplamanın tespitini sağlar.

Ambalaj: 48 Forward / Reverse Donor jel kart

Ürün No: RCFRD

Neutral Gel

NEUT	NEUT	NEUT	NEUT	NEUT	NEUT	NEUT	NEUT
------	------	------	------	------	------	------	------

Ters gruplama, antikor tarama, belirleme ve uyumluluk testlerinin uygulanmasını sağlar.

Ambalaj: 48 Neutral jel kart

Ürün No: RCNEU

REDCELL Kan Grubu Jel Sistemleri

Rh Phenotype

C	c	E	e	C	c	E	e
---	---	---	---	---	---	---	---

Bu kart, klinik öneme sahip Rh alt grup antijenlerinin tespit edilmesini sağlar. Bir kart 2 test içerir

Ambalaj: 48 Rh Phenotype jel kart

Ürün No: RCRP

Rh Phenotype plus

C	c	Cw	E	e	K	DVI+	Ctl
---	---	----	---	---	---	------	-----

Bu kart, klinik öneme sahip Rh alt grup antijenlerinin ve Kantijeninin tanımlanmasını sağlar.

Ambalaj: 48 Rh Phenotype Plus jel kart

Ürün No: RCRPP

DAT Duo

IgG	C3d	IgG	C3d	IgG	C3d	IgG	C3d
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bu test jel yöntem ile in-vivo olarak hassaslaşan eritrositlerin IgG veya kompleman C3d ile hassaslaştığının ayrımını yapar. IgG kuyucuğu monospesifik Anti-IgG, C3d kuyucuğu Anti human C3 içerir.

Ambalaj: 48 DAT Duo jel kart

Ürün No: RCDATDUO

A1 Gel

A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
----	----	----	----	----	----	----	----

Bu jel kart, A1 antijeni taşıyan eritrositlerin tespit edilmesine olanak sağlar.

Ambalaj: 48 A1 jel kart

Ürün No: RCA1

H Gel

H	H	H	H	H	H	H	H
---	---	---	---	---	---	---	---

Bu jel kart, H antijeni taşıyan eritrositlerin tespit edilmesine olanak sağlar.

Ambalaj: 48 H jel kart

Ürün No: RCH

Neutral/AHG

NEUT	NEUT	NEUT	NEUT	AHG	AHG	AHG	AHG
------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

Bu jel kart İndirek Coombs testi (IAT), uyumluluk testi, antikor tarama ve antikor tanımlama testlerine olanak sağlar

Ambalaj: 48 Neutral/AHG jel kart

Ürün No: RCNAHG

AHG

AHG	AHG	AHG	AHG	AHG	AHG	AHG	AHG
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bu kart, Direk Coombs testi (DAT), İndirek Coombs testi (IAT), uyumluluk testi, antikor tarama ve antikor tanımlama testlerine olanak sağlar. Bütün kuyucuklar Polispesifik anti-human globülin içerir

Ambalaj: 48 AHG jel kart

Ürün No: RCAHG

IgG

IgG	IgG	IgG	IgG	IgG	IgG	IgG	IgG
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bu kart, Direk Coombs testi (DAT), İndirek Coombs testi (IAT), uyumluluk testi, antikor tarama ve antikor tanımlama testlerine olanak sağlar, Bütün kuyucuklar monospesifik anti-human globülin içerir

Ambalaj: 48 IgG jel kart

Ürün No: RCIGG

DAT Screen

IgG	C3d	AHG	Ctl	IgG	C3d	AHG	Ctl
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bu test jel yöntem ile in-vivo olarak hassaslaşan eritrositlerin IgG veya kompleman C3d ile hassaslaştığının ayrımını yapar. IgG kuyucuğu monospesifik Anti-IgG, C3d kuyucuğu Anti human C3, AHG kuyucuğu Polispesifik anti-human globülin içerir.

Ambalaj: 48 DAT Screen jel kart

Ürün No: RCDAT

REDCELL Kan Gruplama Sistemi Dilüent ve Solüsyonlar

Bromelin Solüsyonu

Ürün No: RCBS10 10 ml
RCBS50 50 ml

Papain Solüsyonu

Ürün No: RCPS 10 ml

LISS Diluent

Ürün No: RCLISS500 500 ml

Reverse gruplama için kırmızı kan hücreleri

Cell Reverse A1, B

Ürün No: RCRBC2

REDCELL Kan Gruplama Sistemi Kırmızı Kan Hücreleri

Antikor taraması ve tespiti için
kırmızı kan hücreleri

Cell Screen 1-2-3

Ürün No: RCRBCAS3

Cell ID 11

Ürün No: RCRBCAS11

REDCELL Kan Gruplama Manuel Sistem



Jel Kart Santrifüj

- 24 Jel kart kapasitesi
- Sesli alarm
- Otomatik kapak açma sistemi
- Denge sensörü



Jel Kart Okuyucu

- Bilgisayar uyumlu otomasyon sistemine çift yönlü bağlantılı
- Sonuç değerlendirme ve kayıt



Jel Kart İnkübatör

- 24 jel kart kapasitesi
- Sesli alarm
- Bağımsız iki ısıtma bölümü



Otomatik Pipet